

Handläggare: Patricia Bengtsson Hjälpmedelskonsulent

Vägledning vid förskrivning av hjälpmedel för personer med hög brukarvikt (över 135kg brukarvikt)

”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från ”Förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län.”

När begagnat, lagerhållet sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Vägledningen innehåller de hjälpmedel som KHS handhar. KHS handhar B-hjälpmedel för kategorin ”tung brukare”. Undantag gäller för Sittdynor, Lyftselar och Kryckkäppar som handhas av buffertförråden.

Inledning

I vägledningen hittar ni kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs hemsida.

www.directhealthcaregroup.com/sv/
www.swereco.com/
www.rehasensesverige.se/
www.guldmann.com/se
www.cobirehab.se/
www.etac.com/sv-se/sverige/
www.sunrisemedical.se/

[Länk till Hjälpmedelstjänsten hittar ni i Visma webSESAM.](#)

Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare. Vid förskrivning i Visma Websesam av hjälpmedel kan förslag ges på likvärdig ersättningsprodukt som finns i lager på KHS.

Vägledningen innehåller 2 kategorier av produkter för brukare med högre brukarvikt:

Produkter för personer med hög brukarvikt inom avtalat sortiment som **inte** lagerhålls på KHS lager i Kalmar och Västervik:

Allroundrullstol Max 160kg	Cross 5 XL	Etac AB
Rollator Max 200kg	Server HD	Senses by Wihlbacka
Hygienstol Max 160kg	Swift Mobil-2 med XL tillbehör	Etac AB
Lyftmotor till stationär lyft Max 350kg	GH3	Guldmann AB
Vårdsäng Max 250kg	Qvintett XL	ComfortSystem AB

Produkter för personer med hög brukarvikt utanför avtalat sortiment som lagerhålls på KHS lager i Kalmar och Västervik:

Allroundrullstol Max 295kg	Quickie M6	Sunrise Medical AB
Gåbord Max 240kg	Bure XL	Direct Health Care AB
Gästöd Max 325kg	Gångstativ utan hjul	Cobi Rehab AB
Hygienstol på hjul Max 325kg	Bariatrisk hygienstol	Cobi Rehab AB
Duschstol Max 300kg	Robust	Swereco AB
Fristående toaförhöjning Max 300kg	Robust	Swereco AB

[Tillbaka till Innehållsförteckning](#)

Innehållsförteckning

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och klicka på produktnamnet

Kategori 1 – **Avtalade produkter**

[Allroundrullstol](#)

Cross 5 XL max 160 kg

[Rollator](#)

Rollator Server HD max 200 kg

[Hygienstol på hjul](#)

Swift Mobil-2 med tillbehör XL-utförande max 160 kg

[Lyftmotor till stationär lyft](#)

Lyftmotor GH3 max 350 kg

[Vårdsäng](#)

Qvintett XL max 250 kg

Kategori 2 – **Produkter på lager, utanför avtal**

[Allroundrullstol XXL](#)

Quickie M6 max 295 kg

[Gåbord XXL](#)

Bure XL max 240kg

[Gåstöd XXL](#)

Gångstativ utan hjul max 325 kg

[Hygienstol XXL](#)

Bariatrisk dusch-och toalettstol på hjul max 325 kg

[Duschstol XXL](#)

Robust max 300kg

[Fristående toaförhöjning XXL](#)

Robust max 300 kg

Allroundrullstol – AVTALAD PRODUKT

Målgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå. Patienterna har behov av positionering i sittande. Patienten gör självständiga överflyttningar alternativt med hjälp av annan person eller lyft. I de flesta fall är det patienten som framför stolen. Rullstolen används kortare stunder upp till större delen av dagen. Rullstolen används både inom- och utomhus i olika miljöer och på varierande underlag. Tas ofta med i transport. Patienten har en vikt över 136 kg.

Sortiment

Produktnamn: Cross 5 XL

Leverantör: Etac

Lagerhållen produkt

Produktnamn: Cross 5 XL sb 55 lång ram

Artikelnummer: 43042

Leverantör: Etac

Standardutförande

Rullstol med 22" och 24" drivhjul med quickrelease och punkteringsfria däck, länkhjul, brukarmanövrerad broms, sits, reglerbar ryggklädsel, benstöd med fotplattor, höjdregerbara armstöd med sidoskydd, bakomliggande körhandtag och tippskydd.



Sittbredd:	50; 52,5; 55; 57,5; 60 cm
Transportbredd:	32 cm
Totalbredd:	Sittbredd + 21cm
Sitthöjd fram:	40-56,5 cm
Vikt sittbredd 50 cm:	16,3 kg
Max brukarvikt:	160 kg

Artikelnummer Visma Websesam

Huvudprodukt	Artikelnummer VwS
Cross 5 XL sb 50 standard (sittdjup 36-49)	43037
Lång (sittdjup 42-54)	43038
Cross 5 XL sb 52,5 standard (sittdjup 36-49)	43039
Lång (sittdjup 42-54)	43040
Cross 5 XL sb 55 standard (sittdjup 36-49)	43041
Lång (sittdjup 42-54)	43042
Cross 5 XL sb 57,5 standard (sittdjup 36-49)	43043
Lång (sittdjup 42-54)	43044
Cross 5 XL sb 60 standard (sittdjup 36-49)	43045
Lång (sittdjup 42-54)	43046

Tillbehör	Artikelnummer VwS
Amputationsbenstöd, höger	32667
Amputationsbenstöd, vänster	32668
Armstödspolstring, kort	31054
Armstödspolstring, lång	31055
Benstödsöverdel vinkelställbar inkl vadplatta	46999
Broms förlängd höger	37430
Broms förlängd vänster	37431
Ekerskydd 24"	31101
Ekerskydd 22"	31008
Ekerskydd 20"	31007
Enhandsbroms höger	35251
Enhandsbroms vänster	34763
Enarmsdrift 24"	32952
Enarmsdrift 22"	33153
Enarmsdrift 20"	33485
Gipsbenstöd	35622
Huvudstöd	44031
Huvudstödsfäste sb 50	44056
Huvudstödsfäste sb 52,5	45140
Huvudstödsfäste sb 55	45141
Huvudstödsfäste sb 57,5	45142
Huvudstödsfäste sb 60	45143
Hälband	30906
Kryckkäpphållare	34298
Vadband sb 50-52,5	32465
Vadband sb 55-57,5	33330
Vårdarbromspaket, drivhjul i rätt storlek kompletteras av KHS	39751

Fetmarkerat finns på lager.

Rollator – AVTALAD PRODUKT

Beskrivning patientgrupp:

Används av patienter i alla åldrar med gång- och balansproblem. Behovet av rollatorn kan vara från några månader upp till flera år. Används och förvaras både inom- och utomhus. Patienten har en vikt över 140kg.

Sortiment:

Produktnamn: Rollator Server HD

Leverantör: Senses by Wahlbacka

Standardutförande:

Rollator med bakåtvända handtag och väska



Totalbredd	68 cm
Totallängd	66,5 cm
Sitshöjd	62cm
Handtagshöjd	74-102cm
Bredd mellan handtag	50cm
Vikt	7,4kg
Max brukarvikt	200 kg

Artikelnummer Visma webSESAM

Benämning	Artikelnummer VwS
Rollator Server HD Large inkl väska 200kg	49147

Tillbehör	Artikelnummer VwS
Bricka	49144
Enhandsbroms höger/vänster	49143
Korg/Väska	49150
Käpphållare	49145
Släpbroms	49146

Hygienstol på hjul – AVTALAD PRODUKT

Beskrivning patientgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt stå och gå till bad- och toaletterum samt förflytta sig i bad- och toaletterum. Hjälpmedlet ska möjliggöra förflyttning till/från dusch/toalett för att tvätta sig/sköta toalettbehov självständigt eller med hjälp av annan.

XL utförandet är tillbehör som kompletteras på standardhygienstolen när patienten upplever att standardhygienstolens rygg och/eller benutrymme är för smalt.

Sortiment:

Produktnamn: Swift Mobil-2 med tillbehör XL-utförande

Leverantör: Etac

Lagerhållen artikel

Produktnamn: Swift Mobil-2 i standardutförande

Leverantör: Etac

Standardutförande:

Hygienstol på hjul inklusive ryggklädsel, armstöd, vinkelställbara fotplattor, sits med urtag och fäste för bäcken.

XL utförande:

Bredare rygg (6cm bredare mellan armstöd) och större benutrymme (12cm bredare mellan benstöd)



Totalbredd XL utförande	61/ 64 /70cm
Totallängd	93 cm
Reglerbar sitthöjd	45-60 cm (2,5 cm intervall)
Frihöjd under sits (med gejder)	37,5-50,5 cm
Mått hygienurtag	Djup 30 cm Bredd 21 cm
Bredd mellan armstöd XL utförande	48/ 54 /60cm
Vikt	17,3 kg
Max Brukarvikt	160 kg

Fetmarkerat är standard.

[Tillbaka till Innehållsförteckning](#)

Artikelnummer i Visma webSESAM

Huvudprodukt	Artikelnummer VwS
Hygienstol Swift Mobil-2 med bäckengejder inkl arm och vrb fotstöd	47461

XL utförande	Artikelnummer VwS
Rygg Swift Mobil-2 XL bred rygg 6cm höjjusterbara armstöd	45459
Breddningsatts benstöd hö/vä Swift Mobil	48277

Tillbehör	Artikelnummer VwS
Amputationsbenstöd	38036
Armstödslåsning	38050
Barriär/tvärslå	30521
Bålstöd	38054
Bäcken Swift Mobil/Swift Mobil-2/clean grå	38046
Drivhjulssats	37395
Höftbälte	39955
Lock med handtag till bäcken	38075
Mjuksits Swift Mobil/Swift Mobil-2 komfortsits 4 cm hög mindre öppning	38073
Mjuksits Swift Mobil/Swift Mobil-2 komfortsits	38072
Mjuksits Swift Mobil-2 komfortsits 4 cm hög öppen baktill	45461
Vinkelställbara benstöd	38048
Fotstöd till vinkelställbart benstöd	38058

Lyftmotor till stationär lyft – AVTALAD PRODUKT

Beskrivning patientgrupp:

Patienter som inte klarar att själv överflytta till annan sitt- eller liggenhet. Överflyttningen behöver ske i sittande, halvsittande eller liggande ställning inom ett område begränsat av utrustningen. Den personbärande enheten består av selar/slingor. Patienten har en vikt över 200kg.

Sortiment

Produktnamn: Lyftmotor GH3 350kg inkl laddare

Leverantör: Guldmann Sverige Aktiebolag

Standardutförande

Lyftmotor GH3, manöverdosa, 2-punkts bygel 44cm, uppladdningsbart batteri och batteriladdare



Lyftbygel större brukare	Max brukarvikt
Lyftbygel H-bygel GH3 centrumbygel med 2st sidobyglar 34cm	350 kg

Vårdsäng - AVTALAD PRODUKT

Beskrivning patientgrupp:

Patienter som inte klarar att göra förflyttning i och ur säng självständigt. Även patienten som behöver lägesändring av medicinska skäl eller vårdas i sängen. Patienten eller medhjälparen kan reglera en eller flera sektioner av den elektriskt ställbara sängbotten i höjd eller vinkel med handkontroll. Patienten har en brukarvikt över 200kg.

Tänk på

Vid förskrivning av sänggrindar får avståndet från madrass till sänggrindens överkant inte underskrida 22cm. Är madrasshöjden högre än 14cm måste förhöjningsbåge monteras på grinden, se tillbehörslista.

Sortiment

Produktnamn: Qvintett vårdsäng

Leverantör: Comfortsystem

Standardutförande

Elektriskt höj- och sänkbar säng. Sängen är 4-delad och elmanövrerad i rygg-, lår-, och bendlarna, samt utrustad med grindar och centralbroms.



Frigång	16 cm
Lägsta höjd exklusive madrass	34 cm
Högsta höjd exklusive madrass	82 cm
Vikt	43 (24+19) kg
Max brukarvikt	250 kg

Huvudprodukt	Artikelnummer VwS
Säng Qvintett XL 120x200cm	47856

Beställning av säng sker på separat order från andra hjälpmedel.

Allroundrullstol XXL – PÅ LAGER, UTANFÖR AVTAL

Beskrivning patientgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå. Patienten gör självständiga överflyttningar alternativt med hjälp av annan person eller lyft. I de flesta fall är det patienten som framför stolen. Rullstolen används kortare stunder upp till större delen av dagen. Rullstolen används både inom- och utomhus i olika miljöer och på varierande underlag. Rullstolen kan tas med vid transport. Patienten har en vikt över 160 kg.

Sortiment

Produktnamn: Rullstol Quickie M6

Leverantör: Sunrise Medical AB

Standardutförande

Fasta körhandtag, fast ryggvinkel, luftpumpade hjul och sidosvängbara benstöd.



Totalbredd	Sittbredd+25cm
Sittdjup	50cm
Sitthöjd	50cm
Ryggstödshöjd	42,5-51cm
Vikt	24kg
Max Brukarvikt	295kg

Artikelnummer i Visma webSESAM

Benämning	Artikelnummer
Rullstol Quickie M6 sb 60 295kg	47523

Gåbord XXL – PÅ LAGER, UTANFÖR AVTAL

Beskrivning patientgrupp:

Används av brukare med stora gång- och balansproblem och av personer som behöver avlastningsstöd för armar och överkropp. Behovet är både kort- och långvarigt. Används inomhus, på plant underlag. Patienten har en vikt över 150kg.

Sortiment

Produktnamn: Bure XL

Leverantör: Direct Health Care AB

Standardutförande

Elektrisk höj- och sänkning, 125mm hjul, Fasta körhandtag, fast ryggvinkel, luftpumpade hjul och sidosvängbara benstöd.



Totalbredd	89cm
Totallängd	80cm
Höjjusterbar (steglöst intervall)	91-131cm
Armstöd innermått	40-56cm
Max Brukarvikt	240kg

Artikelnummer i Visma webSESAM

Huvudprodukt	Artikelnummer VwS
Gåbord Bure XL 240kg	32898

Gåstöd XXL – PÅ LAGER, UTANFÖR AVTAL

Beskrivning patientgrupp:

Används av alla brukare som på grund av olycksfall eller sjukdomstillstånd har gångsvårigheter. Behovet är oftast kortvarigt, men permanent behov förekommer. Används såväl inom- som utomhus. Patienten har en vikt över 120kg.

Sortiment

Produktnamn: Bariatriskt Gåstativ utan hjul
Leverantör: Cobi Rehab AB

Standardutförande

Hopvikbar och doppskor.



Totalbredd	74cm
Totallängd	50cm
Höjdjusterbar (2,5 cm intervall)	76-101cm
Bredd mellan handtag	54cm
Vikt	3kg
Max Brukarvikt	325kg

Artikelnummer i Visma webSESAM

Huvudprodukt	Artikelnummer VwS
Gåstöd XXL 325kg	48356

Hygienstol XXL – PÅ LAGER, UTANFÖR AVTAL

Beskrivning patientgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt stå och gå till bad- och toaletterum samt förflytta sig i bad- och toaletterum. Patienten har en vikt över 160kg.

Sortiment

Produktnamn: Bariatrisk dusch-och toalettstol med hjul

Leverantör: Cobi Rehab AB

Standardutförande

Gejder, bäcken, breddjusterbara fotstöd, borttagningsbara arm- och benstöd, parkeringsbroms på 2 hjul



Sittbredd	61cm
Sittdjup	56cm
Sitthöjd	55cm
Frihöjd under sits (med gejder)	44,5cm
Mått hygienurtag	Djup 35 cm
Totalbredd	69cm
Totallängd	117cm
Vikt	33kg
Max Brukarvikt	325kg

Artikelnummer i Visma webSESAM

Huvudprodukt	Artikelnummer VwS
Hygienstol XXL sb 61 325k	33729

Duschstol XXL – PÅ LAGER, UTANFÖR AVTAL

Beskrivning patientgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårigheter att bibehålla stående ställning i våtutrymmen. Patienten har en vikt över 150kg.

Sortiment

Produktnamn: Duschstol Robust

Leverantör: Swereco AB

Standardutförande

Fasta armstöd.



Sittbredd	55cm
Sittdjup	45cm
Sitthöjd	55cm
Bredd mellan armstöd	60cm
Vikt	11,4kg
Max Brukarvikt	300kg

Artikelnummer i Visma webSESAM

Huvudprodukt	Artikelnummer VwS
Duschstol Robust 55cm max brukarvikt 300kg	38678

Fristående toaförhöjning XXL – PÅ LAGER, UTANFÖR AVTAL**Beskrivning patientgrupp:**

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta/resa sig. Toalettförhöjningen möjliggör förflyttning till/från toalett och att sköta toalettbehov. Patienten har en vikt över 160kg.

Sortiment

Produktnamn: Fristående toalettförhöjning Robust

Leverantör: Swereco AB

Standardutförande

Fasta armstöd och stänkskydd.



Sitsbredd	36cm
Sitsdjup	45cm
Sitthöjd	55cm
Bredd mellan armstöd	60cm
Mått hygienurtag	Djup 35 cm Bredd 22 cm
Totalbredd	67cm
Vikt	12,4cm
Max Brukarvikt	300kg

Artikelnummer i Visma webSESAM

Huvudprodukt	Artikelnummer VwS
Toalettstolsförhöjning Robust fristående fast höjd inkl stänkskydd	38677

Vid frågor gällande produkter och liknande från vägledningen hänvisas ni att ta kontakt med hjälpmedelskonsulenter på KHS i Kalmar och/eller Västervik.

Se kontaktuppgifter på KHS hemsida:

[Hjälpmedelskonsulenter - Kalmar](#)