

Vägledning vid förskrivning av elrullstolar

”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från Khs ”Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel.”.

Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Vid förskrivning i webSESAM av elrullstol kan förslag på likvärdig ersättningsprodukt lämnas om sådan finns i lager på KHS.

Inledning

Från och med 1 juni 2020 gäller ett nytt avtal på elrullstolar. I vägledningen hittar ni kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs hemsida.

Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare.

Vägledningen gäller endast upphandlade produkter och begagnat sortiment, alltså inte leverantörernas övriga produkter.

Leverantörer med avtal från och med 2020-07-01:

www.decon.se

www.etac.se

www.invacare.se

www.lbmedical.se

www.permobil.se

www.sunrisemedical.se

[Länk till Hjälpmedelstjänsten hittar ni i webSESAM.](#)

**Förenklad avtalsinformation elrullstolar 20200601- 20220531,
med möjlighet till förlängning 1+1 år**

Avtalsnamn: Elrullstolar - länsupphandling U-110-2019

Avtalsnr: U-110-2019

Avtal har tecknats med nedanstående firmor:

Invacare

Permobil

Sunrise Medical

| Hjälpmedel | Produkt | Leverantör |
|---|--|---------------------------------|
| Bakhjulsdriven elrullstol, vårdarmanövrerad | Ichair mc2 med vårdarstyrning | LB Medical |
| Bakhjulsdriven elrullstol, brukarmanövrerad | Ichair mc2 Ute | LB Medical |
| Scooter | Sterling Elite2 plus | Sunrise Medical |
| Mitthjulsdriven elrullstol, Bas | Ichair Orbit | LBmedical |
| Mitthjulsdriven elrullstol, Avancerad | M3 | Permobil |
| Framhjulsdriven elrullstol, Bas | Ichair mcFront | LBMedical |
| Framhjulsdriven elrullstol, Avancerad | F3 Corpus | Permobil |
| Drivaggregat, Vårdarmanövrerat | Lille Viking E-Walk Viamobil V25 | Etac Decon Wheel Invacare |
| Drivaggregat, Brukarmanövrerat | Smart Drive MX2 Smoov One | Permobil Invacare |
| Elektriska drivhjul | E-Move E-motion M25 | Decon Wheel Invacare |

Innehållsförteckning

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och klicka på produktnamnet;

1. [Bakhjulsdriven elrullstol, vårdarmanövrerad](#)
Ichair Mc2 med z-styrning
2. [Bakhjulsdriven, brukarmanövrerad](#)
Ichair Mc2 Ute
3. [Scooter](#)
Sterling Elite2 Plus
4. [Mitthjulsdriven elrullstol ,Bas](#)
Ichair Orbit
5. [Mitthjulsdriven elrullstol, Avancerad](#)
M3
6. [Framhjulsdriven elrullstol, Bas](#)
[Ichair mcFront](#)
7. [Framhjulsdriven elrullstol, Avancerad](#)
F3
8. [Drivaggregat, Vårdarmanövrerat](#)
Lille Viking
E-walk
Viamobil V25
9. [Drivaggregat, Brukarmanövrerat](#)
Smart Drive MX2
Smooov One
10. [Elektriska drivhjul](#)
E-move
E-motion M25

Bakhjulsdriven elrullstol, vårdarmanövrerad

Beskrivning patientgrupp:

Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sittandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person eller hjälpmedel.

Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen.

Personen har behov att ta sig fram både ute- och inomhus, kunna ta promenader och utträta ärenden. Den används för promenader i välplanerad utomhusmiljö, på asfalt eller liknande underlag. Elrullstolen framförs av vårdare eller anhörig.

Begagnat sortiment

Quickie SalsaR, Bora med intuitiv vårdarstyrning alt Z-styrning

Avtalat sortiment

Produktnamn: Ichair Mc2 med Z-styrning

Leverantör: LB Medical

Standardutförande

Plansits, elektrisk tilt, ställbar ryggklädsel, vinkelfasta benstöd, armstöd, väskkrokar och vårdarstyrning

Tillbehör

Amputationsbenstöd

Bord

Nackstöd

Vinkelställbara benstöd

Säkerhetsbälte



| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Sitsbredd: | 38-53cm |
| Sitsdjup: | 39-53 cm |
| Totalbredd: | 58cm |
| Längd utan benstöd: | 104 cm inkl vårdarstyrning |
| Längd med vinkelfasta benstöd: | 139,5cm inkl vårdarstyrning |
| Vikt: | 108kg |
| Max brukarvikt: | 160 kg |
| Hastighet: | 6 km/h |

Vid förskrivning i webSESAM av elrullstol kan förslag på likvärdig ersättningsprodukt lämnas om sådan finns i lager på KHS.

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Bakhjulsdriven elrullstol, brukarmanövrerad

Beskrivning patientgrupp:

Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sittandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person eller hjälpmedel.

Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen.

Personen har behov att ta sig fram både ute- och inomhus, kunna ta promenader och utträta ärenden. Den används för promenader i utomhusmiljö, på asfalt, grusvägar och/eller mindre välplanerade miljöer.

Begagnat sortiment

Elrullstol Bora

Avtalat sortiment

Produktnamn: Ichair Mc2

Leverantör: LB Medical

Standardutförande

Plansits, elektrisk tilt, ställbar ryggklädsel, vinkelfasta benstöd samt armstöd

Tillbehör

Amputationsbenstöd

Bord

Nackstöd

Vinkelställbara benstöd

Väskkrokar

Säkerhetsbälte



| | |
|--------------------------------|----------|
| Sitsbredd: | 38-53 cm |
| Sitsdjup: | 39-53 |
| Totalbredd: | 62 cm |
| Längd utan benstöd: | 84 cm |
| Längd med vinkelfasta benstöd: | 107,5 cm |
| Vikt: | 108kg |
| Max brukarvikt | 160 kg |
| Hastighet: | 10 km/h |

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Scooter,

Beskrivning patientgrupp

Den här typen av scooter används av personer som inte behöver någon eller liten anpassning av sittandet.

Scootern används från kortare tid upp till flera timmar per dag.

Scootern används främst utomhus på asfaltsunderlag eller liknande samt i mindre välplanerade miljöer. Scootern används också i offentliga miljöer till exempel affärer och det är vanligt att scootern förvaras i rullstolsgarage av modellen BB 30 som har begränsad golvyta.

Begagnat sortiment:

Sterling Elite XS och Sterling Elite2 Plus, Comet, Minicrosser M1 och M2

Avtalat sortiment

Produktnamn: Sterling Elite2 plus

Leverantör: Sunrise Medical

Standardutförande

Trehjulig scooter med sits, korg fram, transportfästen, belysning och blinkers.

Tillbehör

Backspegel

Korg bak

Käpphållare

Rollatorhållare

Säkerhetsbälte

Syrgashållare



| | |
|-----------------|--------|
| Sitsbredd: | 47,5cm |
| Totalbredd: | 65cm |
| Totallängd: | 139 cm |
| Vikt: | 140 kg |
| Max brukarvikt: | 175 kg |
| Hastighet: | 15km/h |

Vid förskrivning i webSESAM av elrullstol kan förslag på likvärdig ersättningsprodukt lämnas om sådan finns i lager på KHS.

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Mitthjulsdriven elrullstol, Bas

Beskrivning patientgrupp:

Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sittandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person eller hjälpmedel.

Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen.

Personen har behov av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på promenader, uträtta ärenden samt delta i aktiviteter. Elrullstolen används i planerad utemiljö med olika underlag. Elrullstolen ska vara smidig inomhus.

Avtalat sortiment

Produktnamn: Ichair Orbit

Leverantör: LB Medical

Standardutförande

Plansits, elektrisk tilt, ställbar ryggklädsel, centrummonterad fotplatta samt armstöd

Tillbehör

Vårdarstyrning

Alternativa ryggstöd/dynor

Nackstöd

Bålstöd

Lårstöd

Bord

Manuella vinkelställbara benstöd och vinkelfasta benstöd



| | |
|------------------------------------|----------|
| Sitsbredd: | 38-53 cm |
| Sitsdjup: | 39-53 cm |
| Totalbredd: | 60 cm |
| Längd utan benstöd: | 87 cm |
| Längd inkl centermonterat benstöd: | 115 cm |
| Vikt: | 176 kg |
| Max brukarvikt: | 160 kg |
| Hastighet: | 10km/h |

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Mitthjulsdriven elrullstol, Avancerad

Beskrivning patientgrupp:

Vuxna personer med behov av ett anpassat sittande. Personen behöver självständigt kunna göra lägesförändringar i rullstolen för att variera sittställning mellan aktivitet-vila varför rullstolen måste ha elreglerade sitsfunktioner. Överflyttning till och från rullstolen sker oftast med hjälp av annan person/personlyft alternativt via sidoförflyttning.

Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. Personen har behov av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på promenader, utträtta ärenden, samt delta i aktiviteter. Rullstolen används i planerad utemiljö med olika underlag. Rullstolen ska vara smidig inomhus.

Begagnat sortiment

Produktnamn: Quickie SalsaM 2

Leverantör: Sunrise Medical

Avtalat sortiment

Produktnamn: Permobil M3

Leverantör: Permobil

Standardutförande

Plansits, ställbar ryggklädsel, centrummonterad fotplatta, armstöd elektrisk lyft, tilt 50 grader och ryggfällning

Tillbehör

Vårdarstyrning

Alternativa ryggstöd/dynor

Nackstöd

Bålstöd

Lårstöd

Bord

Manuella vinkelställbara benstöd och vinkelfasta benstöd



| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Sitsbredd: | 39,5 - 57cm |
| Sitsdjup: | 37-57 |
| Totalbredd: | 61,5 cm (- 790 beroende på sitsbredd) |
| Längd utan benstöd: | 79,5cm |
| Längd inkl centermonterat benstöd: | 108 cm |
| Vikt: | 183 kg |
| Max brukarvikt: | 150 kg |
| Hastighet: | 10km/h |

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Framhjulsdriven elrullstol, Bas

Beskrivning patientgrupp:

Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sittandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person eller hjälpmedel.

Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen.

Personen har behov av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på promenader, utträta ärenden samt delta i aktiviteter. Elrullstolen används i planerad utemiljö med olika underlag. Elrullstolen ska vara smidig inomhus.

Avtalat sortiment

Produktnamn: McFront

Leverantör: LB Medical

Standardutförande

Plansits, elektrisk tilt, ställbar ryggklädsel, centrummonterad fotplatta samt armstöd

Tillbehör

Vårdarstyrning

Alternativa ryggstöd/dynor

Nackstöd

Bålstöd

Lårstöd

Bord

Manuella vinkelställbara benstöd och vinkelfasta benstöd



| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Sitsbredd: | 38-53 cm |
| Sitsdjup: | 39-53 |
| Totalbredd: | 62 cm (-68 cm beroende på sitsbredd) |
| Längd utan benstöd: | 84 cm |
| Längd med centermonterat benstöd: | 98 cm |
| Vikt: | 184 kg, |
| Max brukarvikt: | 160 kg, |
| Hastighet: | 10 km/h |

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Framhjulsdriven elrullstol, Avancerad

Beskrivning patientgrupp:

Vuxna personer med behov av ett anpassat sittande. Personen behöver självständigt kunna göra lägesförändringar i rullstolen för att kunna variera sittställning mellan aktivitet-vila varför rullstolen måste ha elreglerade sitsfunktioner.

Överflyttning till och från rullstolen sker oftast med hjälp av annan person/personlyft alternativt via sidoflyttning.

Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. Personen har behov av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på promenader, utträtta ärenden, samt delta i aktiviteter. Rullstolen används i planerad och mindre välplanerad utemiljö med underlag som asfalt, grus, gräs och trottoarkanter. Rullstolen ska vara smidig inomhus.

Begagnat sortiment

Produktnamn: F3 Corpus

Leverantör: Permobil

Avtalat sortiment

Produktnamn: F3 Corpus

Leverantör: Permobil

Standardutförande

Plansits, ställbar ryggklädsel, centrummonterad fotplatta, armstöd elektrisk lyft, tilt 50 grader och ryggfällning

Tillbehör

Vårdarstyrning

Alternativa ryggstöd/dynor

Nackstöd

Bålstöd

Lårstöd

Bord

Manuella vinkelställbara benstöd och vinkelfasta benstöd



| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Sitsbredd: | 42 – 57 cm |
| Totalbredd: | 61 cm |
| Längd utan benstöd: | 89 cm |
| Längd med vinkelfasta benstöd: | 114 cm |
| Vikt: | 184 kg, |
| Max brukarvikt: | 150 kg, krocktestad med lås 136 kg |
| Hastighet: | 10 km/h |

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Drivaggregat, vårdarmanövrerat

Beskrivning:

Vårdarmanövrerade drivaggregat är avsedda att underlätta för anhörig/vårdpersonal

Avtalat sortiment:

Produktnamn: Lille Viking

Leverantör: Etac

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 150 kg brukarvikt.

Vikt: 19 kg



Produktnamn: E-Walk

Leverantör: Decon Wheel

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 150 kg brukarvikt

Vikt: 15,4 kg



Produktnamn: Viamobil V25

Leverantör: Invacare

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 160 kg brukarvikt.

Vikt: 13,5 kg



Tillbehör

Monteringssats till nedanstående modeller är upphandlade, många drivaggregat har även monteringsatser till andra modeller av rullstolar, kontakta hjälpmedelskonsulent för hjälp med val av rätt drivaggregat

M100 tr - Etac

Cross5 - Etac

Azalea - Invacare

Avropsordning:

1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de drivaggregat som uppfyller brukarens behov.

Om mer än ett drivaggregat uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på

2 - Handhavandet av drivaggregatet.

Om mer än ett drivaggregat kvarstår tittar förskrivaren på

3 - Priset, det drivaggregat med lägst pris kommer att väljas

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Drivaggregat, Brukarmanövrerat med kontinuerlig drivning

Beskrivning:

Drivaggregat som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa patienten. Patienten har behov av att kunna montera/demontera drivaggregatet upp till flera gånger på en dag.

Avtalat Sortiment:

Produktnamn: Smart Drive MX2
Leverantör: Permobil

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 150 kg brukarvikt.
Vikt: 5,7 kg



Produktnamn: Smoov One
Leverantör: Invacare

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 150 kg brukarvikt.
Vikt: 7,2 kg



Tillbehör

Monteringssats till nedanstående modeller är upphandlade, många drivaggregat har även monteringsatser till andra modeller av rullstolar, kontakta hjälpmedelskonsulent för hjälp med val av rätt drivaggregat

Panthera_-Panthera
Cross5 - Etac
XLT- Invacare

Avropsordning:

- 1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de drivaggregat som uppfyller brukarens behov. Om mer än ett drivaggregat uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på
- 2 - Handhavandet av drivaggregatet.
Om mer än ett drivaggregat kvarstår tittar förskrivaren på
- 3 - Priset, det drivaggregat med lägst pris kommer att väljas

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Elektriska drivhjul: Drivhjul med elektrisk framdrivning för manuella rullstolar som körs av brukare genom drivringarna

Beskrivning:

Drivhjul med elmotor har funktionen att förstärka patientens egen kraft.

Avtalat Sortiment:

Produktnamn: E-move

Leverantör: Decon Wheel

Finns i storlekar 22", 24" och 26" drivhjul.

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 130 kg brukarvikt.

Vikt: 7 kg/ hjul totalvikt 18 kg



Produktnamn: E-motion M25

Leverantör: Invacare

Finns i storlekar 22", 24" och 25" drivhjul.

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 125 kg brukarvikt 22" drivhjul, och max 150 kg för 24" och 25" drivhjul

Vikt: 7,8 kg/ hjul totalvikt 15,6 kg



Tillbehör

Monteringssats till nedanstående modeller är upphandlade, många drivaggregat har även monteringsatser till andra modeller av rullstolar, kontakta hjälpmedelskonsulent för hjälp med val av rätt drivaggregat

Panthera_-Panthera

Cross5 - Etac

XLT- Invacare

Avropsordning:

1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de drivaggregat som uppfyller brukarens behov.

Om mer än ett drivaggregat uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på

2 - Handhavandet av drivaggregatet.

Om mer än ett drivaggregat kvarstår tittar förskrivaren på

3 - Priset, det drivaggregat med lägst pris kommer att väljas

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och utvärdering av inkomna anbud):

Helena Nyström, Arbetsterapeut, Kalmar kommun (Borgholm, Mörbylånga och Kalmar)

Anita Andersson, Arbetsterapeut, Nybro kommun (Emmaboda, Nybro och Torsås)

Björn Lindholm, Arbetsterapeut, Oskarshamns kommun (Högsby, Mönsterås och Oskarshamn)

Emmily Börjesgård, Arbetsterapeut, Vimmerby Kommun (Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommun)

Anders Liljander, hjälpmedelstekniker, KHS

Peter Bjurling, hjälpmedelstekniker, KHS

Anna Malmqvist, hjälpmedelskonsulent, KHS

Adalheidur Haraldsdottir, inköpare, KHS

Carina Nilsson, Upphandlare, Västerviks kommun