

Handläggare: Anna Gustafsson

Vägledning vid förskrivning av elrullstolar

”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från ”Förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län”

Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Samtliga hjälpmedel inom sortiment för elrullstolar i vägledningen är A-hjälpmedel som lagerförs och hanteras av KHS.

Vid förskrivning i Visma webSESAM av elrullstol kan förslag på likvärdig ersättningsprodukt lämnas om sådan finns i lager på KHS.

Kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning vid behov.
För mer information se *Rutinhandbok för hjälpmedel* på [KHS hemsida](#).

Inledning

Från och med 1 juni 2024 gäller ett nytt avtal på elrullstolar. I vägledningen finns kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs hemsida.

Vår förhoppning är att vägledningen gör det lättare för er som förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare.

Vägledningen gäller endast upphandlade produkter och begagnat sortiment, alltså inte leverantörernas övriga produkter.

Leverantörer med avtal från och med 2024-06-01:

www.decon.se

www.etac.se

www.invacare.se

www.panthera.se

www.permobil.se

www.sunrisemedical.se

www.wihlbacka.se

[Länk till Hjälpmedelstjänsten finns i Visma webSESAM](#)

Förenklad avtalsinformation elrullstolar 20240601–20260531, med möjlighet till förlängning 1+1 år

Avtalsnamn: Elrullstolar - länsupphandling U-99-2023

Avtalsnr: U-99-2023

Avtal har tecknats med nedanstående firmor:

Decon Wheel AB
Etac Sverige AB
Invacare AB
Panthera AB
Permobil Aktiebolag
Sunrise Medical AB
Senses by Wihlbacka

Hjälpmedel	Produkt	Leverantör
Bakhjulsdriven elrullstol, vårdarmanövrerad	Q300R Sedeo Lite	Sunrise Medical AB
Bakhjulsdriven elrullstol, brukarmanövrerad	Q300R Sedeo Lite	Sunrise Medical AB
Scooter	Scooter Orion Pro	Invacare AB
Mitthjulsdriven elrullstol, Bas	Q300M Mini Sedeo Lite	Sunrise Medical AB
Mitthjulsdriven elrullstol, Avancerad	M3 Corpus	Permobil Aktiebolag
Framhjulsdriven elrullstol, Bas	Q400F Sedeo Lite	Sunrise Medical AB
Framhjulsdriven elrullstol, Avancerad	F3 Corpus	Permobil Aktiebolag
Drivaggregat, vårdarmanövrerat	E-walk Lille Viking Viamobil V25	Decon Wheel AB Etac Sverige AB Invacare AB
Drivaggregat, brukarmanövrerat	Yomper Smooov Smartdrive	Decon Wheel AB Invacare AB Panthera AB
Elektriska drivhjul	E-Move E-motion M25	Decon Wheel AB Invacare AB
Brukarstyrt drivaggregat med manuellt styre	Infinity E-pilot P15 Paws	Decon Wheel AB Invacare AB Senses by Wihlbacka AB

Innehållsförteckning

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och klicka på produktnamnet;

1. [Bakhjulsdriven elrullstol, vårdarmanövrerad](#)
Q300R Sedeo Lite med Z-styrning
2. [Bakhjulsdriven elrullstol, brukarmanövrerad](#)
Q300R Sedeo Lite
3. [Scooter](#)
Scooter Orion Pro
4. [Mitthjulsdriven elrullstol, Bas](#)
Q300M Mini Sedeo Lite
5. [Mitthjulsdriven elrullstol, Avancerad](#)
Permobil M3 Corpus
6. [Framhjulsdriven elrullstol, Bas](#)
Q400F Sedeo Lite
7. [Framhjulsdriven elrullstol, Avancerad](#)
Permobil F3 Corpus
8. [Drivaggregat, vårdarmanövrerat](#)
Lille Viking
E-walk
Viamobil V25
9. [Drivaggregat, brukarmanövrerat](#)
Smart Drive MX2+
Smoov One
Yomper
10. [Elektriska drivhjul](#)
E-move
E-motion M25
11. [Brukarstyrt drivaggregat med manuellt styre](#)
Infinity
E-pilot P15
Paws City 14"

Bakhjulsdriven elrullstol, vårdarmanövrerad

Beskrivning patientgrupp

Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sittandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person eller hjälpmedel. Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. Personen har behov att ta sig fram både ute- och inomhus, kunna ta promenader och utträtta ärenden. Den används för promenader i välplanerad utomhusmiljö, på asfalt eller liknande underlag. Elrullstolen framförs av vårdare eller anhörig.

Begagnat sortiment

Bora med intuitiv vårdarstyrning, iChair mc2 med Z-styrning

Avtalat sortiment

Produktnamn: Q300R Sedeo Lite med Z-styrning

Leverantör: Sunrise Medical AB

Standardutförande

Plansits, elektrisk sitstilt 30°, ställbar ryggklädsel, vinkelfasta benstöd, uppfällbara armstöd, väskkrokar och vårdarstyrning. Obs! sittdyna ingår inte.

Tillbehör

Amputationsbenstöd
Bord
Nackstöd
Vinkelställbara benstöd
Säkerhetsbälte



Bilden visar andra armstöd än standard uppfällbara, se bild på mitthjulsdriven/framhjulsdriven elrullstol bas hur uppfällbara armstöd ser ut.

Sitsbredd:	38,5-51 cm
Sitsdjup:	41-51 cm
Chassibredd:	58 cm
Max brukarvikt:	136 kg
Hastighet:	6 km/h

Benämning	Art nr Visma webSESAM
Elrullstol Q300R Sedeo Lite vårdarstyrd	48822
Vid beställning ange sittingsbredd i cm 38,5/41/43,5/46/48,5/51 och sittingsdjup i cm 41/43,5/46/48,5/51	

Vid förskrivning i Visma webSESAM av elrullstol kan förslag på likvärdig ersättningsprodukt lämnas om sådan finns i lager på KHS.

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Bakhjulsdriven elrullstol, brukarmanövrerad

Beskrivning patientgrupp

Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sittandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person eller hjälpmedel. Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. Personen har behov att ta sig fram både ute- och inomhus, kunna ta promenader och uträtta ärenden. Den används för promenader i utomhusmiljö, på asfalt, grusvägar och/eller mindre välplanerade miljöer.

Begagnat sortiment

Elrullstol Bora, iChair mc2

Avtalat sortiment

Produktnamn: Q300R Sedeo Lite

Leverantör: Sunrise Medical AB

Standardutförande

Plansits, elektrisk sitstilt 30°, ställbar ryggklädsel, vinkelfasta benstöd, uppfällbara armstöd och väskkrokar. Obs! sittdyna ingår inte.

Tillbehör

Amputationsbenstöd
Bord
Nackstöd
Vinkelställbara benstöd
Säkerhetsbälte



Bilden visar andra armstöd än standard uppfällbara, se bild på mitthjulsdriven/framhjulsdriven elrullstol bas hur uppfällbara armstöd ser ut.

Sitsbredd:	38,5-51 cm
Sitsdjup:	41-51 cm
Chassibredd:	58 cm
Längd utan benstöd:	110 cm
Max brukarvikt	136 kg
Hastighet:	10 km/h

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Scooter

Beskrivning patientgrupp

Den här typen av scooter används av personer som inte behöver någon eller liten anpassning av sittandet.

Scootern används från kortare tid upp till flera timmar per dag.

Scootern används främst utomhus på asfaltunderlag eller liknande samt i mindre välplanerade miljöer. Scootern används också i offentliga miljöer till exempel affärer.

Begagnat sortiment

Sterling Elite2 Plus

Avtalat sortiment

Produktnamn: Orion Pro

Leverantör: Invacare AB

Standardutförande

Trehjulig scooter med sits, korg fram, transportfästen, belysning och blinkers.

Tillbehör

Backspegel

Korg bak

Käpphållare

Rollatorhållare

Säkerhetsbälte

Syrgashållare



Sitsbredd:	51 cm
Totalbredd:	69 cm
Totallängd:	130 cm
Vikt:	126 kg
Max brukarvikt:	150 kg
Hastighet:	15 km/h

Benämning	Art nr Visma webSESAM
Elrullstol Orion Pro 3-hjul 15km/h	43950
Vid beställning ange sithöjd i cm 46,5 eller 49	

Vid förskrivning i Visma webSESAM av elrullstol kan förslag på likvärdig ersättningsprodukt lämnas om sådan finns i lager på KHS.

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Mitthjulsdriven elrullstol, Bas

Beskrivning patientgrupp

Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sittandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person eller hjälpmedel. Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. Personen har behov av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på promenader, utträta ärenden samt delta i aktiviteter. Elrullstolen används i planerad utemiljö med olika underlag. Elrullstolen ska vara smidig inomhus.

Begagnat sortiment

Quickie Salsa M2, iChair Orbit

Avtalat sortiment

Produktnamn: Q300M Mini Sedeo Lite

Leverantör: Sunrise Medical AB

Standardutförande

Plansits, elektrisk sitsstilt 50°, elektrisk sitslyft, ställbar ryggklädsel, centrummonterad fotplatta och armstöd. Obs! sittdyna ingår inte.

Tillbehör

Vårdarstyrning
Nackstöd
Bord
Amputationsbenstöd
Vinkelställbara benstöd
Vinkelfasta benstöd
Säkerhetsbälte



Sitsbredd:	38,5-51 cm
Sitsdjup:	41-56 cm
Chassibredd:	57 cm
Vikt:	103 kg
Max brukarvikt:	136 kg
Hastighet:	8 km/h

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Mitthjulsdriven elrullstol, Avancerad

Beskrivning patientgrupp

Vuxna personer med behov av ett anpassat sittande. Personen behöver självständigt kunna göra lägesförändringar i rullstolen för att variera sittställning mellan aktivitetsvila varför rullstolen måste ha elreglerade sitsfunktioner. Överflyttning till och från rullstolen sker oftast med hjälp av annan person/personlyft alternativt via sidoflyttning.

Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. Personen har behov av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på promenader, utträta ärenden, samt delta i aktiviteter. Rullstolen används i planerad utemiljö med olika underlag. Rullstolen ska vara smidig inomhus.

Begagnat sortiment

Permobil M3

Avtalat sortiment

Produktnamn: Permobil M3 Corpus

Leverantör: Permobil Aktiebolag

Standardutförande

Plansits, centrummonterad fotplatta, armstöd, elektrisk sitslyft, elektrisk sitstilt 50°, elektrisk ryggfällning, elektriskt vinkelställbart benstöd

Tillbehör

Vårdarstyrning
 Alternativa ryggstöd/dynor
 Nackstöd
 Bålstöd
 Lårstöd/höftstöd
 Bord
 Manuella vinkelställbara benstöd
 Amputationsbenstöd
 Höftbälte
 Alternativa joystickgrepp
 Alternativa styrsätt



Sitsbredd:	42-57 cm
Sitsdjup:	37-57 cm
Chassibredd:	61,5 cm
Totalbredd:	65-79 cm (beroende på sitsbredd)
Vikt:	176 kg
Max brukarvikt:	150 kg
Hastighet:	10 km/h

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Framhjulsdriven elrullstol, Bas

Beskrivning patientgrupp

Vuxna personer som inte behöver någon eller mycket liten anpassning av sittandet. Överflyttningarna görs självständigt eller med hjälp av annan person eller hjälpmedel. Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. Personen har behov av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på promenader, utträta ärenden samt delta i aktiviteter. Elrullstolen används i planerad utemiljö med olika underlag. Elrullstolen ska vara smidig inomhus.

Begagnat sortiment

iChair mcFront

Avtalat sortiment

Produktnamn: Q400F Sedeo Lite

Leverantör: Sunrise Medical AB

Standardutförande

Plansits, elektrisk sitsstilt 50°, ställbar ryggklädsel, centrummonterad fotplatta, armstöd och väskkrokar. Obs! sittdyna ingår inte.

Tillbehör

Vårdarstyrning
Nackstöd
Bord
Amputationsbenstöd
Vinkelställbara benstöd
Vinkelfasta benstöd
Säkerhetsbälte



Sitsbredd:	38,5-51 cm
Sitsdjup:	41-56 cm
Chassibredd:	64 cm
Längd utan benstöd:	119 cm
Max brukarvikt:	136 kg
Hastighet:	10 km/h

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Framhjulsdriven elrullstol, Avancerad

Beskrivning patientgrupp

Vuxna personer med behov av ett anpassat sittande. Personen behöver självständigt kunna göra lägesförändringar i rullstolen för att kunna variera sittställning mellan aktivitet-vila varför rullstolen måste ha elreglerade sitsfunktioner. Överflyttning till och från rullstolen sker oftast med hjälp av annan person/personlyft alternativt via sidoflyttning.

Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen. Personen har behov av att ta sig fram både inom- och utomhus, kunna åka på promenader, utträta ärenden, samt delta i aktiviteter. Rullstolen används i planerad och mindre välplanerad utemiljö med underlag som asfalt, grus, gräs och trottoarkanter. Rullstolen ska vara smidig inomhus.

Begagnat sortiment

Permobil F3

Avtalat sortiment

Produktnamn: Permobil F3 Corpus

Leverantör: Permobil Aktiebolag

Standardutförande

Plansits, centrummonterad fotplatta, armstöd, elektrisk sitslyft, elektrisk sitstilt 50°, elektrisk ryggfällning, elektriskt vinkelställbart benstöd

Tillbehör

Vårdarstyrning
 Alternativa ryggstöd/dynor
 Nackstöd
 Bålstöd
 Lårstöd/höftstöd
 Bord
 Manuella vinkelställbara benstöd
 Amputationsbenstöd
 Höftbälte
 Alternativa joystickgrepp
 Alternativa styrsätt



Sitsbredd:	42-57 cm
Sitsdjup:	37-57 cm
Chassibredd:	61 cm
Totalbredd:	61-79 cm (beroende på sitsbredd)
Vikt:	172 kg
Max brukarvikt:	150 kg
Hastighet:	10 km/h

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Drivaggregat, vårdarmanövrerat

Beskrivning

Vårdarmanövrerade drivaggregat är avsedda att underlätta för anhörig/vårdpersonal

Avtalat sortiment

Produktnamn: Lille Viking

Leverantör: Etac Sverige AB

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 150 kg brukarvikt.

Vikt: 19 kg (inkl batteri)

Max hastighet: 6 km/h



Produktnamn: E-Walk

Leverantör: Decon Wheel AB

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 150 kg brukarvikt

Vikt: 15,4 kg (exkl batteri)

Max hastighet: 6 km/h



Produktnamn: Viamobil V25

Leverantör: Invacare AB

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 160 kg brukarvikt.

Vikt: 13,3 kg (inkl batteri)

Max hastighet: 5,5 km/h



Tillbehör

Monteringssats till nedanstående modeller är upphandlade, många drivaggregat har även monteringsatser till andra modeller av rullstolar, kontakta hjälpmedelskonsulent för hjälp med val av rätt drivaggregat

Transit (Etac)

Cross 6 (Etac)

Azalea (Invacare)

Avropsordning

1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de drivaggregat som uppfyller brukarens behov.

Om mer än ett drivaggregat uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på

2 - Handhavandet av drivaggregatet.

Om mer än ett drivaggregat kvarstår tittar förskrivaren på

3 - Priset, det drivaggregat med lägst pris kommer att väljas

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Drivaggregat, brukarmanövrerat med kontinuerlig drivning

Beskrivning

Drivaggregat som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa patienten. Patienten har behov av att kunna montera/demontera drivaggregatet upp till flera gånger på en dag.

Avtalat Sortiment

Produktnamn: Smart Drive MX2+

Leverantör: Permobil Aktiebolag

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 150 kg brukarvikt.

Vikt: 6,5 kg

Max hastighet: 6 km/h



Produktnamn: Smoov One

Leverantör: Invacare AB

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 140 kg brukarvikt.

Vikt: 7,2 kg

Max hastighet: 6 km/h



Produktnamn: Yomper

Leverantör: Decon Wheel AB

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 150 kg brukarvikt.

Vikt: 6,2 kg

Max hastighet: 6 km/h



Tillbehör

Monteringssats till nedanstående modeller är upphandlade, många drivaggregat har även monteringsseter till andra modeller av rullstolar, kontakta hjälpmedelskonsulent för hjälp med val av rätt drivaggregat.

Panthera S3/S3 kort/U3/S3 swing (Panthera)

Cross 6 (Etac)

XLT och Kuschall K-serie (Invacare)

Quickie Nitrum/Xenon (Sunrise Medical)

Avropsordning

1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de drivaggregat som uppfyller brukarens behov.

Om mer än ett drivaggregat uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på

2 - Handhavandet av drivaggregatet.

Om mer än ett drivaggregat kvarstår tittar förskrivaren på

3 - Priset, det drivaggregat med lägst pris kommer att väljas

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Elektriska drivhjul

Beskrivning

Drivhjul med elektrisk framdrivning för manuella rullstolar som körs av brukare genom drivringarna. Drivhjul med elmotor har funktionen att förstärka patientens egen kraft.

Avtalat Sortiment

Produktnamn: E-move

Leverantör: Decon Wheel AB

Storlekar drivhjul: 20", 22", 24", 25" och 26"

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 130 kg brukarvikt.

Vikt: 7 kg/hjul totalvikt 18 kg

Max hastighet: 6 km/h



Produktnamn: E-motion M25

Leverantör: Invacare AB

Storlekar drivhjul: 22", 24" och 25"

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 125 kg brukarvikt för 22" drivhjul och max 150 kg för 24" och 25" drivhjul

Vikt: 7,8 kg/hjul totalvikt 15,6 kg

Max hastighet: 6 km/h



Tillbehör

Monteringsatts till nedanstående modeller är upphandlade, många drivaggregat har även monteringsatts till andra modeller av rullstolar, kontakta hjälpmedelskonsulent för hjälp med val av rätt drivaggregat.

Panthera S3/S3 kort/U3/S3 swing (Panthera)

Cross 6 (Etac)

XLT och Kuschall K-serie (Invacare)

Quickie Nitrum/Xenon (Sunrise Medical)

Avropsordning

1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de drivaggregat som uppfyller brukarens behov.

Om mer än ett drivaggregat uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på

2 - Handhavandet av drivaggregatet.

Om mer än ett drivaggregat kvarstår tittar förskrivaren på

3 - Priset, det drivaggregat med lägst pris kommer att väljas

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Brukarstyrt drivaggregat med manuell styre

Beskrivning

Drivaggregat med styre som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa patienten. Patienten har behov av att kunna montera/demontera drivaggregatet upp till flera gånger på en dag.

Avtalat Sortiment

Produktnamn: Infinity

Leverantör: Decon Wheel AB

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 125 kg brukarvikt.

Vikt: 24 kg

Max hastighet: 15 km/h



Produktnamn: E-Pilot P15 10km/h

Leverantör: Invacare AB

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 100 kg brukarvikt.

Vikt: 18,4 kg

Max hastighet: 10 km/h



Produktnamn: Paws City 14"

Leverantör: Senses by Wihlbacka AB

Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen, dock max 120 kg brukarvikt.

Vikt: 23,2 kg

Max hastighet: 15 km/h



Tillbehör

Monteringssats till nedanstående modeller är upphandlade, många drivaggregat har även monteringsseter till andra modeller av rullstolar, kontakta hjälpmedelskonsulent för hjälp med val av rätt drivaggregat

Panthera S3/S3 kort/U3 (Panthera)

XLT och Kuschall K-serie (Invacare)

Quickie Nitrum/Xenon (Sunrise Medical)

Avropsordning

1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de drivaggregat som uppfyller brukarens behov.

Om mer än ett drivaggregat uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på

2 - Handhavandet av drivaggregatet.

Om mer än ett drivaggregat kvarstår tittar förskrivaren på

3 - Priset, det drivaggregat med lägst pris kommer att väljas

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och utvärdering av inkomna anbud):

Helena Nyström, Arbetsterapeut, Kalmar kommun (Borgholm, Mörbylånga och Kalmar)

Malin Fagergren, Arbetsterapeut, Nybro kommun (Emmaboda, Nybro och Torsås)

Björn Lindholm, Arbetsterapeut, Oskarshamns kommun (Högsby, Mönsterås och Oskarshamn)

Susanne Linderson, Arbetsterapeut, Vimmerby Kommun (Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommun)

Anders Liljander, hjälpmedelstekniker, KHS
Per Lindberg, hjälpmedelstekniker, KHS

Linda Lundberg, hjälpmedelskonsulent, KHS
Anna Gustafsson, hjälpmedelskonsulent, KHS
Farah Mahdi, administratör, KHS

Alexandra Didriksson, Upphandlare, Västerviks kommun