

### Vägledning vid förskrivning av gånghjälpmedel

**Avtalsnamn: Länsupphandling gånghjälpmedel U-133-2019  
2020-07-01- 2022-06-30, med möjlighet till förlängning 1 +1 år**

”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från KHS ”Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel.”.

Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Sortimentet av B-hjälpmedel skiljer sig mellan kommunerna i KHS samverkansområde. I vägledningen hänvisar vi det begagnade sortimentet av B-hjälpmedel till tidigare upphandling inom KHS, men det kan finnas även andra produkter i de olika kommunernas förråd.

## Inledning

Från och med 1 juli 2020 gäller ett nytt avtal på gånghjälpmedel. I vägledningen hittar ni kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs hemsida.

Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som forskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare.

Vägledningen gäller endast upphandlade produkter och begagnat sortiment, alltså inte leverantörernas övriga produkter.

Leverantörer med avtal från och med 2020-07-01:

Gate rehab [www.gaterd.se](http://www.gaterd.se)  
Human Care [www.humancare.se](http://www.humancare.se)  
Invacare [www.invacare.se](http://www.invacare.se)  
Swereco [www.swereco.se](http://www.swereco.se)

[Länk till Hjälpmedelstjänsten hittar ni i webSESAM.](#)

**Förenklad avtalsinformation gånghjälpmedel 20200701-20220630, med möjlighet till förlängning 1+1 år**

**Avtalsnamn: Gånghjälpmedel - länsupphandling U-133-2019**

**Avtalsnr: U-133-2019**

**Avtal har tecknats med nedanstående firmor:**

Gate Rehab Development

Human Care

Invacare

Swereco

<b>Hjälpmedel</b>	<b>Produkt</b>	<b>Leverantör</b>
Kryckkäpp	Kryckkäpp Flex	Swereco
Rollator med bakåtvända handtag, smal	Rebel 57	Human Care
Rollator med bakåtvända handtag	Rebel 62	Human Care
Rollator för tunga brukare	Rebel 67 förstärkt	Human Care
Rollator med stora hjul	Carl-Oskar 62	Human Care
Rollator med underarmsstöd	Alpha Basic	Invacare
Gåbord	Bure Double 2.0	Gate rehab

## Innehållsförteckning

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och klicka på produktnamnet;

1. [Kryckkäpp](#)  
Flex
2. [Rollator, bakåtvända handtag, smal](#)  
Rebel 57
3. [Rollator med bakåtvända handtag](#)  
Rebel 62
4. [Rollator med 8" hjul och bakåtvända handtag, tunga brukare](#)  
Rebel 67 förstärkt
5. [Rollator med stora hjul](#)  
Carl-Oskar 62
6. [RA-rollator](#)  
Alpha Basic
7. [Gåbord](#)  
Bure Double 2.0

## Kryckkäpp

### Beskrivning patientgrupp:

Används av alla brukare som på grund av olycksfall eller sjukdomstillstånd har gångsvårigheter.

Behovet är oftast kortvarigt (1-3 månader), men permanent behov förekommer. Armbågskryckan används såväl inom- som utomhus.

### Begagnat sortiment

Se avtalat sortiment

### Avtalat sortiment

Produktnamn: Kryckkäpp Flex

Leverantör: Swereco

### Standardutförande

Kryckkäpp, med ställbar handtagshöjd

Doppskor ingår

### Tillbehör

Polstring, handtag

Käpphållare

Isdubb



Benämning	Artikel Sesam
Kryckkäpp Flex grå	30217

Handtagspolstring Kryckkäpp Flex	41954
Isdubb Kryckkäpp Flex spets	30077
Käpphållare Flex	30242

Handtagshöjd	75-97cm
Vikt	0,48kg
Max brukarvikt	140kg

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

## Rollator, Bakåtvända handtag, smal

### Beskrivning patientgrupp:

Används av brukare med gång- och balansproblem.

Behovet av rollatorn kan vara från några veckor upp till flera år.

Används främst inomhus och i välplanerad utomhusmiljö, på asfaltunderlag eller liknande, förvaras både inom- och utomhus.

### Begagnat sortiment

Se avtalat sortiment

### Avtalat sortiment

Produktnamn: Rebel 57 låg, Rebel 57

Leverantör: Human Care

### Standardutförande

Rollator med bakåtvända handtag

### Tillbehör

Bricka

Enhandsbroms

Korg

Käpphållare

Släpbroms



Benämning	Artikel Sesam
Rollator Rebel 57	38587
Rollator Rebel 57 låg	38588

Bricka Carl-Oskar/Rebel 57 smal	35850
Enhandsbroms Carl-Oskar/Rebel	35851
Korg Carl-Oskar/Rebel	30276
Käpphållare Carl-Oskar/Rebel/Fellow	31651
Släpbroms Carl-Oskar/Rebel	32270

	Rebel	Rebel Låg
Totalbredd	57 cm	57cm
Totallängd	75cm	75cm
Sitshöjd	62cm	54cm
Handtagshöjd	75-93cm	68-86cm
Bredd mellan handtag	37cm	37cm
Vikt	9,5 kg	9,2 kg
Max brukarvikt	140kg	140kg

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

## Rollator med bakåtvända handtag

### Beskrivning patientgrupp:

Används av brukare med gång- och balansproblem.

Behovet av rollatorn kan vara från några veckor upp till flera år.

Används främst inomhus och i välplanerad utomhusmiljö, på asfaltunderlag eller liknande, förvaras både inom- och utomhus.

### Begagnat sortiment (enligt tidigare upphandling inom KHS)

Se avtalat sortiment

### Avtalat sortiment

Produktnamn: Rebel 62

Leverantör: Human Care

### Standardutförande

Rollator med bakåtvända handtag

### Tillbehör

Bricka

Enhandsbroms

Korg

Käpphållare

Släpbroms



Benämning	Artikel Sesam
Rollator Rebel 62	38586
Rollator Rebel 62 låg	38585

Bricka Carl-Oskar/Rebel std	31351
Enhandsbroms Carl-Oskar/Rebel	35851
Korg Carl-Oskar/Rebel	30276
Käpphållare Carl-Oskar/Rebel/Fellow	31651
Släpbroms Carl-Oskar/Rebel	32270

	Rebel	Rebel låg
Totalbredd	62cm	62cm
Totallängd	75cm	75cm
Sitshöjd	62cm	54cm
Handtagshöjd	75-93cm	68-86cm
Bredd mellan handtag	42cm	42cm
Vikt	9,6kg	9,4kg
Max brukarvikt	140kg	140kg

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

## Rollator med 8" hjul och bakåtvända handtag, tunga brukare

### Beskrivning patientgrupp:

Används av brukare i alla åldrar med gång- och balansproblem. Behovet av rollatorn kan vara från några månader upp till flera år. Används och förvaras både inom- och utomhus.

### Begagnat sortiment (enligt tidigare upphandling inom KHS)

Se avtalat sortiment

### Avtalat sortiment

Produktnamn: Rebel 67 förstärkt

Leverantör: Human Care

### Standardutförande

Rollator med bakåtvända handtag

### Tillbehör

Bricka

Enhandsbroms

Korg

Käpphållare

Släpbroms



Benämning	Artikel Sesam
Rollator Rebel 67 förstärkt max 250kg	33285

Bricka Carl-Oskar/Rebel std	31351
Enhandsbroms Carl-Oskar/Rebel	35851
Korg Carl-Oskar/Rebel	30276
Käpphållare Carl-Oskar/Rebel/Fellow	31651
Släpbroms Carl-Oskar/Rebel	32270

Rebel 67 förstärkt	
Totalbredd	67cm
Totallängd	75cm
Sitshöjd	62cm
Handtagshöjd	75-93cm
Bredd mellan handtag	47cm
Vikt	11,6kg
Max brukarvikt	250kg

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)



## Rollator med stora hjul

### Beskrivning patientgrupp:

Används av brukare med gång- och balansproblem.

Behovet av rollatorn kan vara från några veckor upp till flera år.

Används främst utomhus på ojämn terräng så som grusvägar, kullersten eller liknande samt i mindre välplanerade miljöer.

### Begagnat sortiment (enligt tidigare upphandling inom KHS)

Se avtalat sortiment

### Avtalat sortiment

Produktnamn: Carl-Oskar

Leverantör: Human Care

### Standardutförande

Rollator med stora hjul för utomhusbruk

### Tillbehör

Bricka

Enhandsbroms

Korg

Käpphållare

Släpbroms



Benämning	Artikel Sesam
Rollator Carl-Oskar 62	38180
Rollator Carl-Oskar 62 hög	46294

Bricka Carl-Oskar/Rebel std	31351
Enhandsbroms Carl-Oskar/Rebel	35851
Korg Carl-Oskar/Rebel	30276
Käpphållare Carl-Oskar/Rebel/Fellow	31651
Släpbroms Carl-Oskar/Rebel	32270

	Carl Oskar 62	Carl Oskar 62 Hög
Total bredd	62cm	62cm
Total längd	82cm	82cm
Sitshöjd	64cm	64cm
Handtagshöjd	77-95cm	82-100cm
Bredd mellan handtag	42cm	42cm
Vikt	11,3kg	11,3kg
Max brukarvikt	150kg	150kg

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

## RA-rollator

### Beskrivning patientgrupp:

Används av brukare med stora gång- och balansproblem och av personer som behöver avlastningsstöd för armar och överkropp.

Behovet är både kort och långvarigt. Används främst inomhus och i välplanerad utomhusmiljö, på asfaltunderlag eller liknande.

### Begagnat sortiment

Rollator Rebel RA, Rollator Rebel RA Låg

### Avtalat sortiment

Produktnamn: Alpha Basic

Leverantör: Invacare

### Standardutförande

Rollator med underarmsstöd

### Alternativt utförande

Rollator med hel armstödsplatta

### Tillbehör

Enhandsbroms

Korg

Släpbroms



Benämning	Artikel Sesam
Rollator Alpha Basic RA med underarmsstöd	32346
Rollator Alpha Basic med hel armstödsplatta	32491

Släpbroms Futura / Alpha Basic/Advanced	32049
Enhandsbroms höger	46647
Enhandsbroms vänster	46646
Korg m handtag t Futura/Symphony 520/600 Maxi+ 550/650	30723

Totalbredd	65cm
Totallängd	70cm
Sitshöjd	62cm
Handtagshöjd	95-122 cm
Vikt	11,3 kg
Max brukarvikt	125kg

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

## Gåbord

### Beskrivning patientgrupp:

Används av brukare med stora gång- och balansproblem och av personer som behöver avlastningsstöd för armar och överkropp. Behovet är både kort- och långvarigt. Används inomhus, på plant underlag.

### Begagnat sortiment (enligt tidigare upphandling inom KHS)

Produktnamn: Step Up

Leverantör: Invacare

### Avtalat sortiment

Produktnamn: Bure Double 2.0

Leverantör: Gate rehab

### Standardutförande

Elektriskt gåbord med delad underarmsplatta

### Tillbehör

Underarmsstöd

Handbromssats

Ståplatta



Benämning	Artikel Sesam
Gåbord Bure Double 2.0	42424

Handbromstillsats f Bure Double 2.0 båda sidor	42425
Ståplatta Gåbord Bure Double 2.0, kort ställbar modell med hjul	43688

Totalbredd	64-95 cm
Totalläng	87cm
Höjd armstödsplatta	85-125cm (75mm hjul)
Vikt	40kg
Max brukarvikt	150kg

**Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och utvärdering av inkomna anbud):**

Caroline Birgersgård, fysioterapeut, Högsby kommun (Högsby, Mönsterås, Oskarshamn)

Johanna Bergman, fysioterapeut, Västerviks kommun (Västervik, Vimmerby, Hultsfred)

Emelie Lind, fysioterapeut, Kalmar kommun (Borgholm, Mörbylånga, Kalmar)

Hanna Jerlmark, fysioterapeut, Torsås kommun (Emmaboda, Nybro, Torsås)

Robert Lood, hjälpmedelsförrådet Kalmar kommun (södra länsdelen)

Kent Adolfsson, hjälpmedelsförrådet, Vimmerby kommun (norra länsdelen)

Anna Malmqvist, enhetschef, KHS

Heida Haraldsdottir, inköpare, KHS

Carina Nilsson, Upphandlare, Västerviks kommun

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)