

Vägledning vid förskrivning av elektriskt sängryggstöd, uppresningsstöd till egen säng, förhöjningsklossar och vårdsäng

Anpassning till befintlig säng med enklare hjälpmedel såsom reglerbart sängryggstöd, fristående lyftbåge, förhöjningsklossar eller motsvarande ska i första hand övervägas. Utgångsläge för bedömning ska vara att sängen är av normal standard. Med normal standard avses sängbotten/madrass monterad på ben.

”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från Khs ”Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel.”.

Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Sortimentet av B-hjälpmedel skiljer sig mellan kommunerna i KHS samverkansområde. Sortimentgruppen har därför valt att inte ha med det begagnade sortimentet av B-hjälpmedel i vägledningen.

Inledning

Från och med 1:e november 2022 gäller ett nytt avtal på elektriska sängryggstöd, uppresningsstöd till egen säng, fristående lyftbåge, förhöjningsklotsar och vårdsängar. I vägledningen hittar ni kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs hemsida.

Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare.

Vägledningen gäller endast upphandlade produkter och begagnat sortiment, alltså inte leverantörernas övriga produkter.

Leverantörer med avtal från och med 2022-11-01:

www.comfortsystem.se

www.humancare.se

www.swereco.se

[Länk till Hjälpmedelstjänsten hittar ni i WebSESAM.](#)

Förenklad avtalsinformation: Avtal, U-020-2022 med möjlighet till förlängning 2 år

Avtalsnamn: Sängar och tillbehör

Avtalsnr: U-020-2022

Avtal har tecknats med nedanstående firmor:

| Hjälpmedel | Produkt | Leverantör |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Uppresningsstöd till egen säng | Uppresningsstöd Eva | Swereco |
| Fristående lyftbåge | Lyftbåge fristående | HumanCare |
| Förhöjningsklossar | Förhöjningskloss Bull Förhöjningskloss Bill Förhöjningskloss Magnum | Swereco |
| Elektriskt sängryggstöd | Sängryggstöd Comfortabel Compact | Comfortsystem |
| Vårdsäng | Qvintett vårdsäng | Comfortsystem |
| Ultralåg Vårdsäng | FloorBed | Comfortsystem |

Innehållsförteckning

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och klicka på produktnamnet;

1. [Uppresningsstöd till egen säng](#)
2. [Fristående lyftbåge](#)
3. [Förhöjningsklossar](#)
4. [Elektriskt sängryggstöd](#)
5. [Vårdsäng](#)
6. [Ultralåg vårdsäng](#)

Uppresningsstöd till egen säng

Beskrivning

Uppresningsstöd avsett för privat säng i hemmiljö. Uppresningsstödet ska användas som stöd vid vändning i säng samt vid i- och urstigning.

Målgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför nedsatt uppresnings- och förflyttningsförmåga till/från säng.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttningar till/från sängen och/eller mer aktivt kunna medverka vid förflyttning och uppresning.

Begagnat/Avtalat sortiment

Produktnamn: Uppresningsstöd Eva

Leverantör: Swereco

Standardutförande

Både bygel och golvplatta måste beställas för att få en komplett produkt. Golvstödet (inklusive nya låga fästen som standard) beställs med bygel standard eller bygel hög.



| | |
|-----------------|---|
| Höjd: | Bygel standard 85cm Bygel Hög 97cm (används när sängen har hög madrass t ex kontinentalsäng) |
| Totalbredd: | Bygel 33 cm (30 cm mellan byglarna) Golvplattan 35 cm |
| Vikt: | Bygel Standard 3,1kg Bygel Hög 3,4kg Golvplatta 8,4kg |
| Max brukarvikt: | 150kg |

| Art nr i Sesam | Benämning |
|-----------------------|---|
| 47976 | Uppresningsstöd Eva std 85cm inkl bygel och golvplatta |
| 47977 | Uppresningsstöd Eva hög 97cm inkl bygel och golvplatta |
| 40304 | Golvplatta till Eva uppresningsstöd |

| | |
|-------|----------------------|
| 41338 | Bygel standard 85 cm |
| 42333 | Bygel Hög 97 cm |

| Art nr i Sesam | Reservdel/tillbehör |
|-----------------------|--------------------------------|
| 40306 | Fäste till Eva uppresningsstöd |

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Fristående lyftbåge

Beskrivning

Komplett fristående lyftbåge med handtag.

Målgrupp

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårighet att förflytta sig liggande i säng.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra självständiga förflyttningar i sängen och/eller mer aktivt kunna medverka i personlig omvårdnad i säng.

Avtalat sortiment

Produktnamn: Lyftbåge

Leverantör: Human Care

Standardutförande



| Art nr i Sesam | Benämning |
|----------------|-------------------------------------|
| 45595 | Lyftbåge fristående med sänglåsning |

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Förhöjningsklossar

Beskrivning

Förhöjningsklots till runda raka möbelben i hemmiljö.

Förhöjningsklots till fyrkantiga raka möbelben i hemmiljö.

Målgrupp

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårigheter att ändra kroppsställning vid förflyttning i och ur säng.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra och underlätta förflyttning i och ur säng.

Avtalat sortiment

Produktnamn: Förhöjningskloss Bull
Förhöjningskloss Bill
Förhöjningskloss Magnum

Leverantör: Swereco

Standardutförande

Förhöjningskloss Bull
Passar ben \varnothing 3-5 cm.
Beställs 4st/förpackning



Förhöjningskloss Bill
Passar ben \varnothing 3-5 cm. Den runda botten gör den speciellt lämplig för förhöjning av stolar med lutande ben.
Beställs 4 st /förpackning



Förhöjningskloss Magnum
Invändigt mått 10*10 cm
Beställs styckvis



| Art nr i Sesam | Benämning |
|-----------------------|---|
| 44548 47978 | Förhöjningskloss Bull Distanskloss |
| 30194 44549 | Förhöjningskloss Bill Distanskloss |
| 30195 44551 | Förhöjningskloss magnum Distanskloss |

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Elektriskt sängryggstöd

Beskrivning

Elektriskt reglerbart sängryggstöd för användning i hemmiljö

Målgrupp

Patienter med svår funktionsnedsättning i andningsfunktionen eller cirkulationsbesvär. Patienter med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ändra kroppsställning från liggande till sittande och från sittande till liggande i säng.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra sömn/dygnsvila genom att kunna underlätta andningen genom steglös lägesändring. Möjliggöra självständig lägesförändring och/eller förflyttning i och ur säng.

Begagnat sortiment

Bedco, Invacare
Sternor, Sterners specialfabrik

Avtalat sortiment

Produktnamn: Sängryggstöd Comfortabel Compact
Leverantör: Comfortsystem

Standardutförande

Elektriskt reglerbart sängryggstöd för användning i hemmiljö.



| | |
|-----------------------|-------------------|
| Ryggstödsvinkel | 0-70 grader |
| Vikt bredd 90/105/120 | 10, 11 resp 14 kg |
| Max brukarvikt | 145 kg |

| Sesams art nr | Benämning |
|----------------------|---|
| 37049 | Sängryggstöd Comfortabel compact 90 cm |
| 47979 | Sängryggstöd Comfortabel Compact 105 cm |
| 47980 | Sängryggstöd Comfortabel Compact 120 cm |

| Sesams art nr | Benämning |
|----------------------|---|
| 43915 | Stöd och vändhandtag Comfortabel sängryggstöd |

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Vårdsäng

Beskrivning

Sängar med möjlighet att reglera en eller flera sektioner av sängbotten i höjd eller vinkel, inställningen, som regleras elektriskt, kan göras av den som ligger i sängen eller av en medhjälpare

Målgrupp

Patient med funktionsnedsättning som med tillgång till en vårdsäng klarar sin förflyttning i och ur säng självständigt. Patient med medicinska behov av lägesförändring, t ex uttalad kärlsmärta i benen som kräver varierat läge för underbenen. Patient som vårdas i sängen, t ex nedre toalett måste utföras i liggande eller daglig såromläggning som måste utföras liggande. Småbarnsförälder med funktionsnedsättning.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra att självständigt kunna förflytta sig till/från/i säng. Möjliggöra en god personlig omvårdnad i säng med hjälp av annan person. Att självständigt kunna sköta sitt barns personliga omvårdnad.

Tänk på

Vid förskrivning av sänggrindar får avståndet från madrass till sänggrindens överkant ej underskrida 22 cm. Är madrasshöjden högre än 14 cm måste förhöjningsbåge monteras på grinden, se tillbehörslista

Begagnat sortiment

Bedco 755, Invacare
Qvintett, Comfortsystem

Avtalat sortiment

Produktnamn: Qvintett vårdsäng
Leverantör: Comfortsystem

Standardutförande

Elektriskt höj- och sänkbar säng. Sängen är 4-delad och elmanövrerad i rygg-, lår-, och bendelarna, samt utrustad med grindar och centralbroms

| Sesams art nr | Benämning |
|---------------|--|
| 44567 | Qvintett 90*200, Max brukarvikt 200 kg |
| 41568 | Qvintett 105*200, Max brukarvikt 250 kg |
| 47856 | Qvintett 120*200, Max brukarvikt 250 kg |



| | |
|-------------------------------|--------------|
| Frigång | 16cm |
| Lägsta höjd exklusive madrass | 34 cm |
| Högsta höjd exklusive madrass | 82 cm |
| Vikt | 43 (24+19)kg |
| Max brukarvikt | 200 kg |

Tillbehör

Här har vi listat de vanligaste tillbehören, är det något annat tillbehör du söker ta kontakt med hjälpmedelskonsulent

| Sesams art nr | Benämning |
|---------------|--|
| 39086 | Sänggrindar 200 cm |
| 38631 | Maxhöjd madrass 14 cm |
| 38463 | Sänggrindar 210 cm |
| | Maxhöjd madrass 14 cm |
| 39285 | Sänggrindar 220 cm |
| 45803 | Maxhöjd madrass 14 cm |
| | Förhöjningsbåge +7 cm |
| | Max höjd madrass 21 cm |
| | Förhöjningsbåge +11 cm |
| | Maxhöjd madrass 25 cm |
| 38635 | Polstrat och transparent grindskydd |
| 46706 | Polstrat och transparent grindskydd, 210 cm |
| 38595 | Stöd- och vändhandtag 45*30 |
| 44606 | Stöd- och vändhandtag 57*30 |
| 38596 | Uppresningsstöd Quick-up, |
| 35213 | Uppresningsstöd Resolut, |
| 35217 | Lyftbåge, svängbar |
| 44279 | Alternativ Manöverdosa Handlovsmodell, |



Uppresningsstöd Quick-Up



Manöverdosa, handlovsmodell



Uppresningsstöd Resolut

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Ultralåg vårdsäng

Beskrivning

Låg vårdsäng med möjlighet att reglera en eller flera sektioner av sängbotten i höjd eller vinkel, inställningen, som regleras elektriskt, kan göras av den som ligger i sängen eller av en medhjälpare

Målgrupp

Patienter med en funktionsnedsättning som innebär en hög risk för fall ur säng.

Mål med hjälpmedlet

Minska skaderisken vid ett eventuellt fall ur sängen

Att tänka på

Var observant på risk för klättring över grind samt klämrisk.

När det föreligger risk för fall från säng skall en noggrann analys och avvägning göras mellan nyttan kontra risken med användandet av sänggrind.

Vid förskrivning av sänggrindar får avståndet från madrass till sänggrindens överkant ej underskrida 22 cm.

Avtalat sortiment

Produktnamn: Floorbed

Leverantör: Comfortsystem

Standardutförande



| | |
|-------------------------------|-----------|
| Yttermått | 94*228 cm |
| Bäddmått | 90*200 |
| Lägsta höjd exklusive madrass | 7 cm |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Högsta höjd exklusive madrass | 80 cm |
| Grindhöjd | 45cm |
| Max brukarvikt | 150 kg |
| Totalvikt säng | 93,2 kg |

| Sesams art nr | Benämning |
|---------------|------------------------|
| 45977 | Säng Floorbed 2 90*200 |

| Sesams art nr | Benämning |
|---------------|-------------------------------------|
| 46834 | Grindar Floorbed 2, höjd 45 cm, par |
| 46660 | Gavelskydd Floorbed, par |
| 45978 | Stöd och vändhandtag Floorbed |

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och utvärdering av inkomna anbud):

Åsa Lampa, Leg. Arbetsterapeut, (**Borgholm**, Kalmar, Mörbylånga)
Gabriella Rosberg, Leg. Arbetsterapeut (Högsby, **Mönsterås**, Oskarshamns)
Mariette Lööf, Leg. Arbetsterapeut (Hultsfred, Vimmerby, **Västervik**)
Emma Ingelsson, Leg arbetsterapeut (Emmaboda, **Nybro**, Torsås)

Robert Lood, Buffertförråden Söder

Anna Malmqvist, Upphandlingsansvarig hjälpmedelskonsulent, KHS
Johan Jonasson, hjälpmedelskonsulent KHS
Per Leander, hjälpmedelstekniker, KHS
Farah Mahdi, administratör upphandling, KHS
Carina Ericsson, upphandlare, Västerviks kommuns upphandlingsenhet