

Vägledning vid förskrivning av elektriskt sängryggstöd, uppresningsstöd till egen säng, förhöjningsklossar och vårdsäng

Anpassning till befintlig säng med enklare hjälpmedel såsom reglerbart sängryggstöd, fristående lyftbåge, förhöjningsklossar eller motsvarande ska i första hand övervägas. Utgångsläge för bedömning ska vara att sängen är av normal standard. Med normal standard avses sängbotten/madrass monterad på ben.

”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från Khs ”Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel.”.

Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Sortimentet av B-hjälpmedel skiljer sig mellan kommunerna i KHS samverkansområde. Sortimentgruppen har därför valt att inte ha med det begagnade sortimentet av B-hjälpmedel i vägledningen.

Inledning

Från och med 1:e november 2022 gäller ett nytt avtal på elektriska sängryggstöd, uppresningsstöd till egen säng, fristående lyftbåge, förhöjningsklotsar och vårdsängar. I vägledningen hittar ni kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs hemsida.

Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare.

Vägledningen gäller endast upphandlade produkter och begagnat sortiment, alltså inte leverantörernas övriga produkter.

Leverantörer med avtal från och med 2022-11-01:

www.comfortsystem.se

www.humancare.se

www.swereco.se

[Länk till Hjälpmedelstjänsten hittar ni i WebSESAM.](#)

Förenklad avtalsinformation: Avtal, U-020-2022 med möjlighet till förlängning 2 år

Avtalsnamn: Sängar och tillbehör

Avtalsnr: U-020-2022

Avtal har tecknats med nedanstående firmor:

Hjälpmedel	Produkt	Leverantör
Uppresningsstöd till egen säng	Uppresningsstöd Eva Uppresningsstöd Adam*	Swereco
Fristående lyftbåge	Lyftbåge fristående	HumanCare
Förhöjningsklossar	Förhöjningskloss Bull Förhöjningskloss Bill Förhöjningskloss Magnum	Swereco
Elektriskt sängryggstöd	Sängryggstöd Comfortabel Compact	Comfortsystem
Vårdsäng	Qvintett vårdsäng	Comfortsystem
Ultralåg Vårdsäng	FloorBed	Comfortsystem

*ersätter Uppresningsstöd Eva under produktionsstopp

Innehållsförteckning

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och klicka på produktnamnet;

1. [Uppresningsstöd till egen säng](#)
2. [Fristående lyftbåge](#)
3. [Förhöjningsklossar](#)
4. [Elektriskt sängryggstöd](#)
5. [Vårdsäng](#)
6. [Ultralåg vårdsäng](#)

Uppresningsstöd till egen säng

Beskrivning

Uppresningsstöd avsett för privat säng i hemmiljö. Uppresningsstödet ska användas som stöd vid vändning i säng samt vid i- och urstigning.

Målgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför nedsatt uppresnings- och förflyttningsförmåga till/från säng.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttningar till/från sängen och/eller mer aktivt kunna medverka vid förflyttning och uppresning.

Begagnat/Avtalat sortiment

Produktnamn: Uppresningsstöd Eva **Obs! Endast begagnat sortiment**
Uppresningsstöd Adam (komplettering from januari 2026)

Leverantör: Swereco

Standardutförande

Både bygel och golvplatta måste beställas för att få en komplett produkt. Golvstödet (inklusive nya låga fästen som standard) beställs med bygel standard eller bygel hög. **Uppresningsstöd Adam kan endast beställas i komplett utförande.**

<u>Höjd:</u>	Bygel standard 85cm Bygel Hög 97cm
<u>Totalbredd:</u>	Bygel 33 cm (30 cm mellan byglarna) Golvplattan 35 cm
<u>Vikt:</u>	Bygel Standard 3,1kg Bygel Hög 3,4kg Golvplatta 8,4kg
Max brukarvikt:	150kg
Art nr i Sesam	Benämning
47976	Uppresningsstöd Eva std 85cm komplett
47977	Uppresningsstöd Eva hög 97cm komplett
40304	Golvplatta till Eva uppresningsstöd
41338	Bygel standard 85 cm
42333	Bygel Hög 97 cm
40306	Fäste till Eva uppresningsstöd

<u>Höjd:</u>	Adam låg (std) 80 cm / Adam hög 90 cm
<u>Vikt:</u>	Adam låg (std) 11,4 kg / Adam hög 11,9 kg
<u>Max brukarvikt:</u>	Adam låg (std) 150kg / Adam hög 130 kg
Art nr i Sesam	Benämning
50068	Uppresning Adam standard, komplett
50069	Uppresning Adam hög, komplett



Eva



Adam

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Fristående lyftbåge

Beskrivning

Komplett fristående lyftbåge med handtag.

Målgrupp

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårighet att förflytta sig lig-gande i säng.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra självständiga förflyttningar i sängen och/eller mer aktivt kunna medverka i personlig omvårdnad i säng.

Avtalat sortiment

Produktnamn: Lyftbåge

Leverantör: Human Care

Standardutförande



Art nr i Sesam	Benämning
45595	Lyftbåge fristående med sänglås-ning

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Förhöjningsklossar

Beskrivning

Förhöjningsklots till runda raka möbelben i hemmiljö.

Förhöjningsklots till fyrkantiga raka möbelben i hemmiljö.

Målgrupp

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårigheter att ändra kroppsställning vid förflyttning i och ur säng.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra och underlätta förflyttning i och ur säng.

Avtalat sortiment

Produktnamn: Förhöjningskloss Bull
Förhöjningskloss Bill
Förhöjningskloss Magnum

Leverantör: Swereco

Standardutförande

Förhöjningskloss Bull
Passar ben \varnothing 3-5 cm.
Beställs 4st/förpackning



Förhöjningskloss Bill
Passar ben \varnothing 3-5 cm. Den runda botten gör den speciellt lämplig för förhöjning av stolar med lutande ben.
Beställs 4 st /förpackning



Förhöjningskloss Magnum
Invändigt mått 10*10 cm
Beställs styckvis



Art nr i Sesam	Benämning
----------------	-----------

44548 47978	Förhöjningskloss Bull Distanskloss
30194 44549	Förhöjningskloss Bill Distanskloss
30195 44551	Förhöjningskloss magnum Distanskloss

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Elektriskt sängryggstöd

Beskrivning

Elektriskt reglerbart sängryggstöd för användning i hemmiljö

Målgrupp

Patienter med svår funktionsnedsättning i andningsfunktionen eller cirkulationsbesvär. Patienter med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ändra kroppsställning från liggande till sittande och från sittande till liggande i säng.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra sömn/dygnsvila genom att kunna underlätta andningen genom steglös lägesändring. Möjliggöra självständig lägesförändring och/eller förflyttning i och ur säng.

Begagnat sortiment

Bedco, Invacare
Sternor, Sterners specialfabrik

Avtalat sortiment

Produktnamn: Sängryggstöd Comfortabel Compact
Leverantör: Comfortsystem

Standardutförande

Elektriskt reglerbart sängryggstöd för användning i hemmiljö.



Ryggstödsvinkel	0-70 grader
Vikt bredd 90/105/120	10, 11 resp 14 kg
Max brukarvikt	145 kg

Sesams art nr	Benämning
37049	Sängryggstöd Comfortabel compact

	90 cm
47979	Sängryggstöd Comfortabel Compact 105 cm
47980	Sängryggstöd Comfortabel Compact 120 cm

Sesams art nr	Benämning
43915	Stöd och vändhandtag Comfortabel sängryggstöd

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Vårdsäng

Beskrivning

Sängar med möjlighet att reglera en eller flera sektioner av sängbotten i höjd eller vinkel, inställningen, som regleras elektriskt, kan göras av den som ligger i sängen eller av en medhjälpare

Målgrupp

Patient med funktionsnedsättning som med tillgång till en vårdsäng klarar sin förflyttning i och ur säng självständigt. Patient med medicinska behov av lägesförändring, t ex uttalad kärlsmärta i benen som kräver varierat läge för underbenen. Patient som vårdas i sängen, t ex nedre toalett måste utföras i liggande eller daglig såromläggning som måste utföras liggande. Småbarnsförälder med funktionsnedsättning.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra att självständigt kunna förflytta sig till/från/i säng. Möjliggöra en god personlig omvårdnad i säng med hjälp av annan person. Att självständigt kunna sköta sitt barns personliga omvårdnad.

Tänk på

Vid förskrivning av sänggrindar får avståndet från madrass till sänggrindens överkant ej underskrida 22 cm. Är madrasshöjden högre än 14 cm måste förhöjningsbåge monteras på grinden, se tillbehörslista

Begagnat sortiment

Bedco 755, Invacare
Qvintett, Comfortsystem

Avtalat sortiment

Produktnamn: Qvintett vårdsäng
Leverantör: Comfortsystem

Standardutförande

Elektriskt höj- och sänkbar säng. Sängen är 4-delad och elmanövrerad i rygg-, lår-, och bendelarna, samt utrustad med grindar och centralbroms

Sesams art nr	Benämning
44567	Qvintett 90*200, Max brukarvikt 200 kg
41568	Qvintett 105*200, Max brukarvikt 250 kg
47856	Qvintett 120*200, Max brukarvikt 250 kg



Frigång	16cm
Lägsta höjd exklusive madrass	34 cm
Högsta höjd exklusive madrass	82 cm
Vikt	43 (24+19)kg
Max brukarvikt	200 kg

Tillbehör

Här har vi listat de vanligaste tillbehören, är det något annat tillbehör du söker ta kontakt med hjälpmedelskonsulent

Sesams art nr	Benämning
39086	Sänggrindar 200 cm
38631	Maxhöjd madrass 14 cm
38463	Sänggrindar 210 cm Maxhöjd madrass 14 cm
39285	Sänggrindar 220 cm Maxhöjd madrass 14 cm
45803	Förhöjningsbåge +7 cm Max höjd madrass 21 cm
38635	Förhöjningsbåge +11 cm Maxhöjd madrass 25 cm
46706	Polstrat och transparent grindskydd
38595	Polstrat och transparent grindskydd, 210 cm
44606	Stöd- och vändhandtag 45*30
38596	Stöd- och vändhandtag 57*30
35213	Uppresningsstöd Quick-up, Uppresningsstöd Resolut,
35217	Lyftbåge, svängbar
44279	Alternativ Manöverdosa Handlovsmodell,



Uppresningsstöd Quick-Up



Manöverdosa, handlovsmodell



Uppresningsstöd Resolut

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Ultralåg vårdsäng

Beskrivning

Låg vårdsäng med möjlighet att reglera en eller flera sektioner av sängbotten i höjd eller vinkel, inställningen, som regleras elektriskt, kan göras av den som ligger i sängen eller av en medhjälpare

Målgrupp

Patienter med en funktionsnedsättning som innebär en hög risk för fall ur säng.

Mål med hjälpmedlet

Minska skaderisken vid ett eventuellt fall ur sängen

Att tänka på

Var observant på risk för klättring över grind samt klämrisk.

När det föreligger risk för fall från säng skall en noggrann analys och avvägning göras mellan nyttan kontra risken med användandet av sänggrind.

Vid förskrivning av sänggrindar får avståndet från madrass till sänggrindens överkant ej underskrida 22 cm.

Avtalat sortiment

Produktnamn: Floorbed

Leverantör: Comfortsystem

Standardutförande



Yttermått	94*228 cm
Bäddmått	90*200
Lägsta höjd exklusive madrass	7 cm
Högsta höjd exklusive madrass	80 cm
Grindhöjd	45cm

Max brukarvikt	150 kg
Totalvikt säng	93,2 kg

Sesams art nr	Benämning
45977	Säng Floorbed 2 90*200

Sesams art nr	Benämning
46834	Grindar Floorbed 2, höjd 45 cm, par
46660	Gavelskydd Floorbed, par
45978	Stöd och vändhandtag Floorbed

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och utvärdering av inkomna anbud):

Åsa Lampa, Leg. Arbetsterapeut, (**Borgholm**, Kalmar, Mörbylånga)
Gabriella Rosberg, Leg. Arbetsterapeut (Högsby, **Mönsterås**, Oskarshamns)
Mariette Lööf, Leg. Arbetsterapeut (Hultsfred, Vimmerby, **Västervik**)
Emma Ingelsson, Leg arbetsterapeut (Emmaboda, **Nybro**, Torsås)

Robert Lood, Buffertförråden Söder

Anna Malmqvist, Upphandlingsansvarig hjälpmedelskonsulent, KHS
Johan Jonasson, hjälpmedelskonsulent KHS
Per Leander, hjälpmedelstekniker, KHS
Farah Mahdi, administratör upphandling, KHS
Carina Ericsson, upphandlare, Västerviks kommuns upphandlingsenhet